

| KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Preiskava                        |                                              |                          | Preiskovani materiali | Enota               | ORV (Orientacijske referenčne vrednosti) za odrasle | Metoda                          | Čas izvedbe (nujno/normalno)                                          | Opombe                                                             | Certifikati EQAS |
| HEMATOLOGIJA                     | HEMOGRAM + 5-DELNA DIFERENCIALNA KRVNA SLIKA | K-Levkociti              | Polna kri (EDTA)      | 10 <sup>9</sup> /L  | 4,00 - 10,00                                        | Impedanca, pretočna citometrija | Nujno do 1 ure od sprejema vzorca/normalno do 2 ur od sprejema vzorca | ORV za parametre krvne slike za otroke so v dokumentu ORV otroci * | SNEQAS, RIQAS    |
|                                  |                                              | K-Eritrociti             |                       | 10 <sup>12</sup> /L | M: 4,50 - 5,50<br>Ž: 3,80 - 4,80                    | Impedanca                       |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-Eritroblasti-relativno |                       | št./100 levko.      | 0,0                                                 | Pretočna citometrija            |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-Eritroblasti-št.konc.  |                       | 10 <sup>9</sup> /L  | 0,00                                                |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-Hemoglobin             |                       | g/L                 | M: 130 - 170<br>Ž: 120 - 150                        | Spektrofotometrija              |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-Hematokrit             |                       |                     | M: 0,400 - 0,500<br>Ž: 0,360 - 0,460                | Izračun                         |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-MCV                    |                       | fl                  | 83,0 - 101,0                                        | Impedanca                       |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-MCH                    |                       | pg                  | 27,0 - 32,0                                         | Izračun                         |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-MCHC                   |                       | g/L                 | 315 - 345                                           | Izračun                         |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-RDW                    |                       | %                   | 11,6 - 14,0                                         | Impedanca, Izračun              |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-Trombociti             |                       | 10 <sup>9</sup> /L  | 150 - 410                                           | Impedanca                       |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-MPV                    |                       | fl                  | 7,8 - 11,0                                          | Impedanca                       |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-SEGMENTIRANI %         | %                     | 40,0 - 80,0         | Pretočna citometrija, izračun                       |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-LIMFOCITI %            | %                     | 20,0 - 40,0         |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-MONOCITI %             | %                     | 2,0 - 10,0          |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-EOZINOFILCI %          | %                     | 1,0 - 6,0           |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-BAZOFILCI %            | %                     | 0,0 - 2,0           |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-SEGMENTIRANI           | 10 <sup>9</sup> /L    | 1,50 - 7,40         |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-LIMFOCITI              | 10 <sup>9</sup> /L    | 1,10 - 3,50         |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-MONOCITI               | 10 <sup>9</sup> /L    | 0,21 - 0,92         |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-EOZINOFILCI            | 10 <sup>9</sup> /L    | 0,02 - 0,67         |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              | K-BAZOFILCI              | 10 <sup>9</sup> /L    | 0,00 - 0,13         |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |
|                                  |                                              |                          |                       |                     |                                                     |                                 |                                                                       |                                                                    |                  |

| KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV |                                       |                            |                       |                  |                                                     |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Preiskava                        |                                       |                            | Preiskovani materiali | Enota            | ORV (Orientacijske referenčne vrednosti) za odrasle | Metoda                        | Čas izvedbe (nujno/normalno)                                                     | Opombe                                              | Certifikati EQAS |
| HEMATOLOGIJA                     | DIFERENCIALNA KRVNA SLIKA (MIKROSKOP) | K-Blasti                   | Polna kri (EDTA)      | %                | 0                                                   | Mikroskopski pregled, izračun | Nujno: 3 ure od sprejema vzorca<br>Normalno: do 1 delovni dan od sprejema vzorca | Preiskavo je potrebno naročiti skupaj s hemogramom. | SNEQAS           |
|                                  |                                       | K-Promielociti             |                       | %                | 0                                                   |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  |                                       | K-Mielociti                |                       | %                | 0                                                   |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  |                                       | K-Metamielociti            |                       | %                | 0                                                   |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  |                                       | K-Nevtrofilci-paličasi     |                       | %                | 0 - 5                                               |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  |                                       | K-Nevtrofilci-segmentirani |                       | %                | 40 - 80                                             |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  |                                       | K-Limfociti                |                       | %                | 20 - 40                                             |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  |                                       | K-Atipični limfociti       |                       | %                | 0                                                   |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  |                                       | K-Reaktivni limfociti      |                       | %                | 0                                                   |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  |                                       | K-Plazmatke                |                       | %                | 0                                                   |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  |                                       | K-Monociti                 |                       | %                | 2 - 10                                              |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  |                                       | K-Eozinofilci              |                       | %                | 1 - 6                                               |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  |                                       | K-Bazofilci                |                       | %                | 0 - 2                                               |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  |                                       | K-Eritroblasti             |                       | št.celic/100Lkci | 0                                                   |                               |                                                                                  |                                                     |                  |
|                                  | K-SR                                  |                            | Polna kri (EDTA)      | mm/h             | < 15                                                | Westergrenova modificirana    | Nujno 1 ura od sprejema vzorca,<br>Normalno do 2 ur od sprejema vzorca           |                                                     | RIQAS            |
|                                  | K-CRP                                 |                            |                       | mg/L             | < 10                                                | Imunoturbidimetrija           |                                                                                  |                                                     | SNEQAS, RIQAS    |

| KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV               |                       |                     |                        |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Preiskava                                      |                       |                     | Preiskovani materiali  | Enota          | ORV (Orientacijske referenčne vrednosti) za odrasle | Metoda                   | Čas izvedbe (nujno/normalno)                                              | Opombe                                       | Certifikati EQAS |
| URIN                                           | OSNOVNA ANALIZA URINA | U-Relativna gostota | Naključni vzorec urina |                | 1,005 - 1,040                                       | Suha kemija, reflektanca | Nujno do 1 ure od sprejema vzorca/<br>normalno do 2 ur od sprejema vzorca | Drugi jutranji urin, naključni vzorec urina. | SNEQAS, RIQAS    |
|                                                |                       | U-pH                |                        |                | 4,5 - 8,0                                           |                          |                                                                           |                                              |                  |
|                                                |                       | U-Levkociti         |                        | poE            | 0                                                   |                          |                                                                           |                                              |                  |
|                                                |                       | U-Nitriti           |                        | poE            | 0                                                   |                          |                                                                           |                                              |                  |
|                                                |                       | U-Proteini          |                        | poE            | 0                                                   |                          |                                                                           |                                              |                  |
|                                                |                       | U-Glukoza           |                        | poE            | 0                                                   |                          |                                                                           |                                              |                  |
|                                                |                       | U-Metilketoni       |                        | poE            | 0                                                   |                          |                                                                           |                                              |                  |
|                                                |                       | U-Urobilinogen      |                        | poE            | 0                                                   |                          |                                                                           |                                              |                  |
|                                                |                       | U-Bilirubin         |                        | poE            | 0                                                   |                          |                                                                           |                                              |                  |
|                                                |                       | U-Kri/Hb            |                        | poE            | 0                                                   |                          |                                                                           |                                              |                  |
|                                                |                       | URIN                |                        | SEDIMENT URINA | U-Sed. Levkociti                                    |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Eritrociti                              | /v.p.                 |                     | 0 - 3                  |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Eritrociti dismorfni                    | /v.p.                 |                     | 0                      |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Bakterije                               | /v.p.                 |                     | 0                      |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Cilindri hialini                        | -                     |                     | 2/preparat             |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Cilindri ostali                         | -                     |                     | 0                      |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Kristali                                | -                     |                     | -                      |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sluz                                         | -                     |                     | -                      |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Epitel. Ploščati                        | /v.p.                 |                     | malo                   |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Epitel. Okrogli                         | /v.p.                 |                     | 0                      |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Epitel celice globljih plasti urotelija | /v.p.                 |                     | 0                      |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Epitel ledvični tubularni               | /v.p.                 |                     | 0                      |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Glivice                                 | /v.p.                 |                     | 0                      |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Trichomonas                             | -                     |                     | 0                      |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-sed. Maščobne kapljice                       | -                     |                     | 0                      |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |
| U-Sed. Spermij                                 | -                     |                     | -                      |                |                                                     |                          |                                                                           |                                              |                  |

| KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV |                       |                       |                                      |         |                                                     |                                        |                              |                                                    |                 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Preiskava                        |                       |                       | Preiskovani materiali                | Enota   | ORV (Orientacijske referenčne vrednosti) za odrasle | Metoda                                 | Čas izvedbe (nujno/normalno) | Opombe                                             | Certifikat EQAS |
| URIN                             | KVANTITATIVNA ANALIZA | U-Albumin             | Naključni vzorec urina (glej opombo) | mg/L    | < 20                                                | Imunoturbidimetrija                    | 1 teden od sprejema vzorca   | Priporočeni vzorec je prvi oz. drugi jutranji urin | SNEQAS          |
|                                  |                       | U-Kreatinin           |                                      | mmol/L  | -                                                   | Jaffe                                  |                              |                                                    |                 |
|                                  |                       | U-Albumin/U-Kreatinin |                                      | g/mol   | < 2,3                                               | Izračun                                |                              |                                                    |                 |
| URIN                             | Beta HCG kvalitativno |                       | Naključni vzorec urina               | neg/poz | neg                                                 | Kvalitativen imuno-kromatografski test | 1 uro od sprejema vzorca     |                                                    | SNEQAS          |

# KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV

| Preiskava |                     | Preiskovani materiali | Enota                     | ORV (Orientacijske referenčne vrednosti) za odrasle | Metoda                                        | Čas izvedbe (nujno/normalno)                          | Opombe                                                              | Certifikati EQAS |
|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| BIOKEMIJA | P-Glukoza           | Plazma (Li heparin)   | mmol/L                    | 4,1 - 6,1                                           | Heksokinazna                                  | Nujno: 2 uri od sprejema vzorca<br>Normalno: isti dan |                                                                     | SNEQAS, RIQAS    |
|           | P-Bilirubin cel.    |                       | μmol/L                    | < 21                                                | Kolorimetrična diazo m., DPD                  |                                                       |                                                                     |                  |
|           | P-Bilirubin dir.    |                       | μmol/L                    | < 5                                                 | Kolorimetrična diazo m., DPD                  |                                                       |                                                                     |                  |
|           | P-AST               |                       | μkat/L                    | M: < 0,58<br>Ž: < 0,52                              | Modificirana IFCC 37 °C s piridoksal fosfatom |                                                       | ORV veljajo za odrasle (nad 18 let). ORV za otroke so v dokumentu*. |                  |
|           | P-ALT               |                       | μkat/L                    | M: < 0,74<br>Ž: < 0,56                              | Modificirana IFCC 37 °C s piridoksal fosfatom |                                                       | ORV veljajo za 20 - 50 let, ostale so v dokumentu*.                 |                  |
|           | P-Gama GT           |                       | μkat/L                    | M: < 0,92<br>Ž: < 0,63                              | Modificirana IFCC karboksi                    |                                                       |                                                                     |                  |
|           | P-Alkalna fosfataza |                       | μkat/L                    | M: 0,67 - 2,15<br>Ž: 0,58 - 1,74                    | IFCC, p-NPP - AMP                             |                                                       |                                                                     |                  |
|           | P-Alfa amilaza      |                       | μkat/L                    | 0,47 - 1,67                                         | IFCC, EPS                                     |                                                       |                                                                     |                  |
|           | P-Sečnina           |                       | mmol/L                    | 2,8 - 8,1                                           | Ureaza/GLDH                                   |                                                       |                                                                     |                  |
|           | P-Kreatinin         |                       | μmol/L                    | M: 62 - 106<br>Ž: 42 - 80                           | Encimska kinetična kolorimetrična Jaffe       |                                                       | ORV veljajo za odrasle (nad 18 let). ORV za otroke so v dokumentu*. |                  |
|           | oGF                 |                       | mL/min/1,73m <sup>2</sup> | > 90                                                | Izračun                                       |                                                       |                                                                     |                  |
|           | P-Urat              |                       | μmol/L                    | M: 202 - 417<br>Ž: 142 - 339                        | Urikaza - PAP                                 |                                                       |                                                                     |                  |
|           | P-Železo            |                       | μmol/L                    | 5,8 - 34,5                                          | Ferozin                                       |                                                       |                                                                     |                  |
|           | P-Natrij            |                       | mmol/L                    | 136 - 145                                           | ISE Indirektna potenciometrija                |                                                       |                                                                     |                  |
|           | P-Kalij             |                       | mmol/L                    | 3,5 - 5,1                                           | ISE Indirektna potenciometrija                |                                                       |                                                                     |                  |

| KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV |                             |                       |        |                                                     |                                                |                                                       |        |                  |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Preiskava                        |                             | Preiskovani materiali | Enota  | ORV (Orientacijske referenčne vrednosti) za odrasle | Metoda                                         | Čas izvedbe (nujno/normalno)                          | Opombe | Certifikati EQAS |
| BIOKEMIJA                        | P-Kalcij                    | Plazma (Li heparin)   | mmol/L | 2,15 - 2,55                                         | NM - BAPTA kompleks                            | Nujno: 2 uri od sprejema vzorca<br>Normalno: isti dan |        | SNEQAS, RIQAS    |
|                                  | P-Kloridi                   |                       | mmol/L | 98 - 107                                            | ISE Indirektna potenciometrija                 |                                                       |        |                  |
|                                  | P-Fosfat anorg.             |                       | mmol/L | 0,8 - 1,4                                           | Fosfomolibdatna metoda                         |                                                       |        |                  |
|                                  | P-CRP                       |                       | mg/L   | < 5                                                 | Imunoturbidimetrija                            |                                                       |        |                  |
|                                  | K-CRP                       | Polna kri EDTA        | mg/L   | < 5                                                 | Turbidimetrija                                 |                                                       |        |                  |
|                                  | P-Holesterol                | Plazma (Li heparin)   | mmol/L | < 5,2                                               | Encimska kolorimetrična m., CHOD - PAP         |                                                       |        | RIQAS            |
|                                  | P-Trigliceridi              |                       | mmol/L | < 1,7                                               | Encimska kolorimetrična m., CPO - PAP          |                                                       |        |                  |
|                                  | P-HDL-holesterol            |                       | mmol/L | M: > 1,5<br>Ž: > 1,7                                | Direktna - homogena encimska kolorimetrična m. |                                                       |        |                  |
|                                  | P-LDL holesterol (direktno) |                       | mmol/L | < 3                                                 | Direktna - homogena encimska kolorimetrična m. |                                                       |        |                  |

| KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV |                 |                       |        |                                                             |                     |                                                       |                                                                    |                  |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Preiskava                        |                 | Preiskovani materiali | Enota  | ORV (Orientacijske referenčne vrednosti) za odrasle         | Metoda              | Čas izvedbe (nujno/normalno)                          | Opombe                                                             | Certifikati EQAS |
| IMUNOKEMIJA                      | P-Feritin       | Plazma (Li heparin)   | µg/L   | M: 30 - 400<br>Ž: 13 - 150                                  | ECLIA, sendvič      | Nujno: 2 uri od sprejema vzorca<br>Normalno: isti dan |                                                                    | RIQAS            |
|                                  | P-TSH           |                       | mIU/L  | 0,27 - 4,20                                                 | ECLIA, sendvič      |                                                       | ORV velja za odrasle (nad 18 let). ORV za otroke so v dokumentu *. | SNEQAS, RIQAS    |
|                                  | P-T3 prosti     |                       | pmol/L | 3,1 - 6,8                                                   | ECLIA, kompetitivna |                                                       |                                                                    |                  |
|                                  | P-T4 prosti     |                       | pmol/L | 11,9 - 21,6                                                 | ECLIA, kompetitivna |                                                       |                                                                    |                  |
|                                  | P-PSA celokupni |                       | µg/L   | do 50 let: < 2,5<br>50 - 70 let: < 4,1<br>nad 70 let: < 4,4 | ECLIA, sendvič      |                                                       |                                                                    | RIQAS            |
|                                  | S-Vitamin-B12   | Serum                 | pmol/L | 145 - 569                                                   | ECLIA, kompetitivna |                                                       |                                                                    |                  |
|                                  | S-Folati        |                       | nmol/L | > 8,8                                                       | ECLIA, kompetitivna |                                                       |                                                                    |                  |

| KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV |                   |            |                        |       |                                                     |                     |                                                                   |        |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Preiskava                        |                   |            | Preiskovani materiali  | Enota | ORV (Orientacijske referenčne vrednosti) za odrasle | Metoda              | Čas izvedbe (nujno/normalno)                                      | Opombe | Certifikati EQAS |
| KOAGULACIJA                      | Protrombinski čas | K-PČ       | Plazma (Na citrat)     |       | 0,70 - 1,30                                         |                     | Nujno do 1 ure od sprejema vz./ normalno do 2 ure od sprejema vz. |        | ESfEQA           |
|                                  |                   | K-PČ v INR |                        | INR   | -                                                   |                     |                                                                   |        |                  |
|                                  |                   | P-D-dimer  | Polna kri (Li heparin) | µg/mL | < 0,5                                               | Imunoturbidimetrija |                                                                   |        | RIQAS            |

| KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV |                                  |                       |                     |                                                     |        |                                                   |          |                  |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------|------------------|
| Preiskava                        |                                  | Preiskovani materiali | Enota               | ORV (Orientacijske referenčne vrednosti) za odrasle | Metoda | Čas izvedbe (nujno/normalno)                      | Opombe   | Certifikati EQAS |
| DIABETIČNI PROFIL                | OGTT 75g                         | P-Glukoza na tešč     | Plazma (Li heparin) | mmol/L                                              | < 7,0  | Heksokinazna                                      | Isti dan | SNEQAS, RIQAS    |
|                                  | OGTT 75g nadaljevalni            | P-Glukoza po 2 urah   |                     | mmol/L                                              | < 11,1 |                                                   |          |                  |
|                                  | OGTT 75 g nasečnic               | P-Glukoza na tešč     | Plazma (Li heparin) | mmol/L                                              | < 5,1  |                                                   |          |                  |
|                                  | OGTT 75 g nasečnice nadaljevalni | P-Glukoza po 1 uri    |                     | mmol/L                                              | < 10,0 |                                                   |          |                  |
|                                  |                                  | P-Glukoza po 2 urah   |                     | mmol/L                                              | < 8,5  |                                                   |          |                  |
|                                  | K-HbA1c                          | K-HbA1c               | Polna kri (EDTA)    | mmol/mol Hb                                         | < 39   | TINIA (Turbidimetrični inhibicijski imunski test) | Isti dan | SNEQAS, RIQAS    |
|                                  |                                  | K-HbA1c               |                     | %                                                   | < 5,7  |                                                   |          |                  |
|                                  |                                  | oPG                   |                     | mmol/L                                              | -      | Izračun                                           |          |                  |

| KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV |                                        |                                 |                        |                                                     |                   |                                        |                                                                  |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Preiskava                        |                                        | Preiskovani materiali           | Enota                  | ORV (Orientacijske referenčne vrednosti) za odrasle | Metoda            | Čas izvedbe (nujno/normalno)           | Opombe                                                           | Certifikati EQAS |
| PRESEJALNI TESTI                 | Strep. A                               |                                 | Bris žrela             | poE                                                 | neg               | Imuno kromatografski test              | Nujno 30 min od sprejema vzorca/ normalno do 1 ure               |                  |
|                                  | Respiratorni virusi                    | SARS-Cov-2                      | Bris nazofarinksa      | poE                                                 | neg               | Imuno kromatografski test              | Nujno 30 min od sprejema vzorca/ normalno do 1 ure               |                  |
|                                  |                                        | Influenza A                     |                        | poE                                                 | neg               |                                        |                                                                  |                  |
|                                  |                                        | Influenza B                     |                        | poE                                                 | neg               |                                        |                                                                  |                  |
|                                  |                                        | RSV                             |                        | poE                                                 | neg               |                                        |                                                                  |                  |
|                                  |                                        | Adeno virus                     |                        | poE                                                 | neg               |                                        |                                                                  |                  |
|                                  | S-Infekcijska mononukleoza- specifična | S-EBV-PB-HA                     | Serum                  | poE                                                 | neg               | Kvalitativen imuno kromatografski test | Nujno 1,5 ure od sprejema vz./ normalno do 2 uri od sprejema vz. |                  |
|                                  |                                        | S-EBV IgM-VCA                   |                        | poE                                                 | neg               |                                        |                                                                  |                  |
|                                  |                                        | S-EBV IgG-VCA                   |                        | poE                                                 | neg               |                                        |                                                                  |                  |
|                                  |                                        | S-EBV IgG-EBNA                  |                        | poE                                                 | neg               |                                        |                                                                  |                  |
|                                  | U-droge v urinu                        | U-Amferamin (AMP)               | Naključni vzorec urina | poE                                                 | neg               | Kvalitativen imuno kromatografski test | Do 2 uri od sprejema vzorca                                      |                  |
|                                  |                                        | U-Kanabis, Marihuana, Tetrahidr |                        | poE                                                 | neg               |                                        |                                                                  |                  |
|                                  |                                        | U-Kokain, Crack, Benzoilekgonin |                        | poE                                                 | neg               |                                        |                                                                  |                  |
|                                  |                                        | U-Morfin, Opiati, Heroin (MOP)  |                        | poE                                                 | neg               |                                        |                                                                  |                  |
|                                  | Urikult                                |                                 | Naključni vzorec urina | bakt/mL                                             | < 10 <sup>5</sup> | Gojišča za detekcijo bakterij v urinu  | 24 ur od sprejema vzorca                                         |                  |

| KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV |                                                              |               |                       |       |                                                     |                                        |                              |                                                                 |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Preiskava                        |                                                              |               | Preiskovani materiali | Enota | ORV (Orientacijske referenčne vrednosti) za odrasle | Metoda                                 | Čas izvedbe (nujno/normalno) | Opombe                                                          | Certifikati EQAS |
| PRESEJALNI TESTI                 | VIRUSI                                                       | F-Rota virus  | Vzorec blata          | poE   | neg                                                 | Kvalitativen imuno-kromatografski test | 1 uro od sprejema vzorca     |                                                                 |                  |
|                                  |                                                              | F-Adeno virus |                       | poE   | neg                                                 |                                        |                              |                                                                 |                  |
|                                  | F-Paraziti perianalni bris ( <b>podančice</b> ) - presejalno |               | Perianalni odtis      | poE   | neg                                                 | Mikroskopski pregled                   | 2 uri od sprejema vzorca     | Priporočen je odvzem treh vzorcev na zaporedne dni              |                  |
|                                  | F-Kri specifični test                                        |               | Vzorec blata          | poE   | neg                                                 | Kvalitativen imuno-kromatografski test | 2 uri od sprejema vzorca     | Priporočen je odvzem vzorcev treh odvajanj ( v razmaku 2-3 dni) |                  |